



INHALADOR EN POLVO SECO: BRONLIVAL - EASYHALER

- Bronlival es un inhalador en polvo seco
- El polvo es una mezcla de dos medicamentos: Budesonida (disminuye inflamación de las vías aéreas) y Formoterol (dilata las vías aéreas)
- No requiere aerocámara


TÉCNICA INHALATORIA

- Mantener espalda recta y cuello erguido
- Destapar el inhalador y agitar vigorosamente
- Presionar la parte superior del inhalador hasta el CLIC y soltar
- Exhalar suavemente fuera de la boquilla
- Colocar la boquilla del dispositivo en la boca y sellar con los labios
- Inhalar lenta y profundamente hasta llenar los pulmones y retirar el dispositivo de la boca
- Aguantar la respiración entre 8 a 10 segundos
- Botar lentamente por la boca. Tapar el inhalador
- Enjuagar boca y garganta haciendo gárgaras

Agitar x3 - 5



Accionar x1



Inhalar



Nota: No accionar el dispositivo más de 1 vez seguida sin inhalar el polvo previamente

Ante cualquier duda, contactarse con la Enfermera del Programa al (56) 22 618 3551 o al mail enfermeracera@clinicauandes.cl