



INHALADOR EN NEBLINA: RESPIMAT

- Respimat es un inhalador en “neblina suave”
- La neblina de aerosol contiene el tratamiento que puede ser inhalado lentamente
- Se usa sin aerocámara

TÉCNICA INHALATORIA

- Retirar la base transparente presionando el cierre de seguridad
- Insertar el cartucho y presionar sobre una superficie firme hasta escuchar el CLIC
- Girar la base transparente en la dirección de las flechas hasta escuchar el CLIC (media vuelta)
- Abrir la tapa y pulsar el botón de liberación de dosis
- Girar la base transparente en la dirección de las flechas hasta escuchar el CLIC, abrir la tapa y liberar la dosis
- Repetir 3 veces o hasta observar la neblina
- Tomar el dispositivo en posición vertical y girar la base transparente en la dirección de las flechas hasta el CLIC
- Abrir la tapa completamente
- Con la espalda recta y cuello erguido, exhalar suavemente fuera de la boquilla
- Comenzar a inhalar, presionar el botón liberador de dosis y continuar inhalando



- Retirar el inhalador de la boca
- Retener el aire 8 segundos y exhalar
- Si su médico le indicó una segunda dosis, repetir el procedimiento
- Cerrar la tapa y guardar en un lugar limpio y seco
- Enjuagar boca y garganta con agua y no deglutir



**Ante cualquier duda, contactarse con la Enfermera del Programa al (56) 22 618 3551
o al mail enfermeracera@clinicaandes.cl**