



Estimado(a) paciente:

Si a usted le solicitaron el examen "**Film-array Gastrointestinal**", por favor siga las siguientes instrucciones para obtener una muestra de buena calidad que nos permita ofrecerle resultados correctos:

- Asegúrese de que en la Unidad de Toma de Muestras le entreguen un frasco con un medio líquido de transporte Cary Blair con tapa verde.
- Este examen se debe realizar **antes** de iniciar el tratamiento con antibióticos, en caso que lo haya indicado el médico.
- Si el paciente usa pañal, evitar el uso de ungüentos o aceites en la zona donde se tomará la muestra.

Recolección de la muestra:

- Lavar sus manos antes y después de realizar el procedimiento.
- Debe eliminar sus deposiciones en un recipiente limpio y seco, evitando idealmente que se mezcle con orina.
- Si la muestra posee mucus o sangre, escoja esa porción, abrir el frasco Cary Blair y empleando la paleta que viene incorporada a la tapa verde, deposite un volumen de deposiciones al menos 200µl de muestra, es decir el tamaño de una almendra si es sólido y en el caso de que sea líquida llenar hasta la línea indicada en el frasco de recolección.
- Cierre el frasco y lleve la muestra a T° ambiente lo antes posible a la Unidad de Toma de Muestras.

Agradecemos su tiempo y colaboración.

Si tiene alguna duda con respecto a estas instrucciones, por favor consulte con el personal de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos al 26183639 o al 26183640